

## Anwendung: Kolloidales Silber 25ppm

„Kolloidales Silber ist einer der wirkungsvollsten Bakterienkiller. Kolloidales Silber entpuppt sich als ein Wunder der modernen Medizin. Ein herkömmliches Antibiotikum eliminiert vielleicht ein Dutzend verschiedene Krankheitserreger, aber kolloidales Silber tötet etwa 650!“

Science Digest, März 1978

Gemäß Dr. Robert O. Becker, einem bekannten Wissenschaftler der Biomedizin der Syracuse University (USA), vernichtet Silber nicht nur feindliche Lebensformen, sondern unterstützt darüber hinaus die Neubildung des lebensnotwendigen Gewebes. Des Weiteren fördert offensichtlich die Anwendung von kolloidalem Silber unser Immunsystem, das dann seinerseits ebenfalls gegen die Krankheitserreger effektiv ankämpfen kann.

Die Grundlage für Waldkraft Silberwasser ist mit EM-Keramik gefiltertes Wasser, welches anschließend bi-distilliert wird. Nach der doppelten Destillation wird das Wasser mit einer hochwertigen Levitationsanlage von Hacheney energetisiert.

| // Beim Menschen und Tier |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Äußerlich              | Hierbei wird ein sauberes, feuchtes Tuch aus Stoff oder Krepp verwendet, das in kolloidales Silber getränkt. Damit wird das kolloidale Silber auf die betroffene Stelle aufgetragen.<br>Oder mit einem Zerstäuber direkt aufsprühen.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Innerlich              | Die beste Wirkung erzielt kolloidales Silber bei einer inneren Anwendung, wenn es auf nüchternen Magen eingenommen wird, und auch einige Zeit danach, etwa eine Stunde lang, sollte auf die Zufuhr von Lebensmitteln verzichtet werden. | <b>Dosierung</b><br>Fische 5 ml KS 6 ppm auf 40 Liter 14-tägig<br>Kleinvögel 2 ml KS 3-5 ppm 1x tgl.<br>Papageien 5 ml KS 3-5 ppm 1x tgl.<br>Hamster, Ratten, Mäuse, Katzen, kleine Hunde und Kaninchen 5 ml KS 3-15 ppm 1x tgl.<br>Große Hunde 10 ml KS 20-25 ppm 2x tgl.<br>Menschen 15 ml KS 20-25 ppm 2x tgl.<br>Pferde, Rinder 30 ml KS 20-25 ppm 2x tgl.<br><b>Kein Metalllöffel verwenden</b> |

### Dauer der Anwendung von kolloidalem Silber

Nicht bei jeder Anwendungsform ist, wie bei einer Kur mit kolloidalem Silber, eine Dauer von mehreren Wochen empfohlen. Bei einigen Entzündungen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich genügt es, die Einnahme so lange fortzuführen, wie die Beschwerden anhalten. Dies gilt auch für Hautprobleme oder offene Wunden: Ist die Wunde am Körper verheilt, muss das kolloidale Silber nicht weiter angewendet werden. Natürlich kann es trotzdem weiterhin unterstützend oder vorbeugend genutzt werden, zum Beispiel um das Immunsystem zu stärken, aber auch hier sollte nach einigen Wochen Schluss sein. Generell gilt: Eine Anwendungsdauer von 3 Monaten soll nicht überschritten werden.

### Lagerung

Bitte kühl, jedoch nicht im Kühlschrank und nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und nicht neben elektronischen Geräten lagern.

### Haltbarkeit

1 Jahr. Nach Öffnung innerhalb 3 Monate aufbrauchen.